


Diş cerrahlarının kemik seviyesi implantlarını mümkün olduğunca az adımda 3.4, 3.8, 4.2, 4.8 implant çaplarına ayarlamasına olanak tanır. Bu, uygulayıcıların maksimum rahatlıktan faydalanabileceği anlamına gelir. Kit, ara delmeyi atlayan benzersiz bir matkap tasarımı ile delme gücünü en üst düzeye çıkarır, bu da kemiği

Ø3.4 İMPLANT

Ø3.4


D	H	REF NO.
3.4	8	110/0010
3.4	10	110/0011
3.4	12	110/0012
3.4	14	110/0013



DENTAL İMPLANT FREZ

Ø3.8


D	H	REF NO.
3.8	8	110/0014
3.8	10	110/0015
3.8	12	110/0016
3.8	14	110/0017



DENTAL İMPLANT FREZ

Ø4.2


D	H	REF NO.
4.2	8	110/0018
4.2	10	110/0019
4.2	12	110/0020
4.2	14	110/0021



DENTAL İMPLANT FREZ


Ø4.8

D	H	REF NO.
4.8	8	110/0022
4.8	10	110/0023
4.8	12	110/0024
4.8	14	110/0025




İmplant, implant anahtarı ile yolanırken kemik seviyesinin 1 mm altına gönderilmesi tavsiye edilir. Çok sert ve kortikal kemiklerde yiv açıcı frez kullanılması gerekmektedir. D4 kemiklerde bir önceki frezde bitirilmesi tavsiye edilir.

implant temasına maksimize eden pürüzsüz ama hızlı bir delme işlemiyle sonuçlanır. Kitin mükemmel delme gücü aynı anda ısıtmayı en aza indirerek düşük bir matkap sıcaklığını korur. Konik frezin şekli aynı anda bir pilot frez olarak işlev görmesini sağlayarak delme işlemi sırasında sıçramayı önler.




PİLOT FREZ Ø2.3

D	H BOY	REF NO.
2.3	8	110/0084
2.3	10	110/0085
2.3	12	110/0086
2.3	14	110/0087




PİLOT FREZ Ø2.7

D	H BOY	REF NO.
2.7	8	110/0080
2.7	10	110/0081
2.7	12	110/0082
2.7	14	110/0083



RAŞET SERT TAPPING

D	REF NO.
3.4	180/0023
3.8	180/0024
4.2	180/0025
4.8	180/0026




BOYUN AÇICI FREZ

D	REF NO.
3.4	110/0006
3.8	110/0007
4.2	110/0008
4.8	110/0009

İmplant, implant anahtarı ile yolanırken kemik seviyesinin 1 mm altına gönderilmesi tavsiye edilir. Çok sert ve kortikal kemiklerde yiv açıcı frez kullanılması gerekmektedir. D4 kemiklerde bir önceki frezde bitirilmesi tavsiye edilir.


PARALEL PİN

D	REF NO.
3.4	130/0001
3.8	130/0002
4.2	130/0003
4.8	130/0004




ROUND FREZ

Ref No. 110/0004



İŞARETLEME FREZİ

Ref No. 110/0003



FREZ UZATMA

Ref No. 110/0005

