



Geçici İmplant: Kalıcı implant iyileşene ve dişler kalıcı olarak yerleştirilene kadar mikro mini diş implantları kullanılır. Böylelikle hasta hiç bir zaman dişsiz kalmaz ve sosyal olarak rahat olur.

O-RING İMPLANT



D (Ø)	H	REF NO.
2.5	8	140/0016
2.5	10	140/0017
2.5	12	140/0018

Önerilen Torklama Değeri: Max.10 Ncm



İmplant, implant anahtarı ile yolanırken kemik seviyesinin 1 mm altına gönderilmesi tavsiye edilir.



BAR ANAHTARI


BAR ANAHTARI

UZUN - Ref No. 220/0009

KISA - Ref No. 220/0009


D (Ø)	H	REF NO.
2.5	8	140/0019
2.5	10	140/0020
2.5	12	140/0021

Önerilen Torklama Değeri: Max.10 Ncm



İmplant, implant anahtarı ile yolanırken kemik seviyesinin 1 mm altına gönderilmesi tavsiye edilir.

- İmplant, implant anahtarı ile yollanırken kemik seviyesinin 1 mm altına gönderilmesi tavsiye edilir.
- Geçici implant uygulanmadan önce Ø2.3 pilot frez kullanılır.

**PİLOT FREZ Ø2.3**

D	H BOY	REF NO.
2.3	8	110/0084
2.3	10	110/0085
2.3	12	110/0086
2.3	14	110/0087