


Özellikle klinik ve bilimsel olarak kanıtlanmış All-on-four tedavi konseptini kullanırken hem dişsiz hem de kısmen dişsiz kemerleri rehabilite etmek için dikkatle tasarlanmıştır.



GH	REF NO.
1.5	190/0000
3	190/0001
4.5	190/0002

Önerilen Torklama Değeri: Max.30 Ncm / Bar vidası: 20 Ncm



ALL ON FOUR ÇENE APAREY

Ref No. 220/0019



ALL ON FOUR AÇIK KAŞIK ÖLÇÜ POSTU

Ref No. 220/0001



ALL ON FOUR KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ POSTU

Ref No. 220/0010



ALL ON FOUR ANALOG

Ref No. 220/0003



ALL ON FOUR HEMEN YÜKLEME

Ref No. 220/0004



ALL ON FOUR KÖPRÜ TIRNAKLI

Ref No. 220/0021



ALL ON FOUR KÖPRÜ

Ref No. 220/0020



ALL ON FOUR BAR VİDASI

Ref No. 220/0008



ALL ON FOUR GINGIVA

GH: 4 - Ref No. 220/0027

GH: 5 - Ref No. 220/0028

GH: 7 - Ref No. 220/0029



ALL ON FOUR TAŞIMA ANAHTARI

Ref No. 220/0022



ALL ON FOUR DÖKÜM CAP BEYAZ / KIRMIZI

Ref No. 220/0005

Önerilen Torklama Değeri: Max.15 Ncm