

Özellikle klinik ve bilimsel olarak kanıtlanmış All-on-four tedavi konseptini kullanırken hem dişsiz hem de kısmen dişsiz kemerleri rehabilite etmek için dikkatle tasarlanmıştır.



GH	REF NO.
1.5	190/0000
3	190/0001
4.5	190/0002

**Önerilen Torklama Değeri: Max.30 Ncm / Bar vidası: 20 Ncm**



#### ALL ON FOUR AÇIK KAŞIK ÖLÇÜ POSTU

Ref No. 220/0001



#### ALL ON FOUR KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ POSTU

Ref No. 220/0010



#### ALL ON FOUR ANALOG

Ref No. 220/0003



#### ALL ON FOUR HEMEN YÜKLEME

Ref No. 220/0004



#### ALL ON FOUR KÖPRÜ TIRNAKLI

Ref No. 220/0021



#### ALL ON FOUR KÖPRÜ

Ref No. 220/0020



#### ALL ON FOUR BAR VİDASI

Ref No. 220/0008



#### ALL ON FOUR GINGIVA

GH: 4 - Ref No. 220/0027

GH: 5 - Ref No. 220/0028

GH: 7 - Ref No. 220/0029



#### ALL ON FOUR TAŞIMA ANAHTARI

Ref No. 220/0022



#### ALL ON FOUR DÖKÜM CAP BEYAZ / KIRMIZI

Ref No. 220/0005

**Önerilen Torklama Değeri: Max.15 Ncm**