

Küresel bilyeli bağlantı abutmentleri, dental implantta kalıcı olarak konumlandırılan küçük titanyum ankrajlardır. Abutmentler metal gövde ve silikon kapak ile kullanılır. Silikon kapaklar çeşitli tutma derecelerinde mevcuttur. Bilyeli bağlantı abutmentleri, aşırı tutmanın stabilize edilmesine yardımcı olarak sağlam bir tutma sağlar.



GH	REF NO.
1	100/0000
2	100/0001
3	100/0002
4	100/0003
5	100/0004

**Önerilen Torklama Değeri: Max.30 Ncm**



#### BAR ANAHTARI

UZUN - Ref No. 220/0009

KISA - Ref No. 220/0009



#### METAL CAP

Ref No. 100/0005



#### STANDART BİLYELİ KÜRESEL ATAŞMAN PLASTİK

Ref No. 100/0006



#### STANDART BİLYELİ KÜRESEL ATAŞMAN PLASTİK

Ref No. 100/0006



#### ALL ONE FOUR ANALOG STANDART BİLYELİ KÜRESEL ATAŞMAN

Ref No. 220/0018