

Premil abutmentlar tamamen hastanın dişlerinin boyutlarına göre üretilen "hastaya özel" abutmentlardır. Abutmentlar, hastaya uygulanan implantın açısı, diş yapısının şekli ve yapısı ve çevre dokularla ilişkisi dikkate alınarak CAD / CAM teknolojisi kullanılarak hasta için özel olarak tasarlanır ve üretilir.

**PREMILL ABUTMENT**

Ref No. 090/0003



Ti-Base, bir implantın konumunun dijital kaydı ve implantlara restorasyon sağlanması için kullanılan ürünlerdir.

**TI-BASE ABUTMENT**

GH 1: Ref No. 030/0000

GH 2.5: Ref No. 030/0001



Ağıza yerleştirilen implantın konumunu, oryantasyonunu ve restoratif platformunu çoğaltmak için 3D baskılı veya frezelenmiş bir modele yerleştirilen dental implant kopyaları olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

**DİM ANALOG - DİJİTAL ANALOG**

Ref No. 030/0005



CAD/CAM tarama prosedürlerinde ilgili dental implant veya analogun konumunu ve yönünü temsil eder.

**SCAN-BODY  
DİJİTAL TARAMA BAŞLIĞI**

Ref No. 030/0002



Dijital protetik parçaları ile kullanılır.

**ABUTMENT VİDASI**

Ref No. 090/0002

