



Dişin doğal şeklini yeniden oluşturan ortaya çıkış profiline sahip abutmentlerdir. Eşsiz içbükey tasarım estetik açıdan hoş sonuçlar sunmanın yanı sıra dişeti dokusunun dar boyun tasarımı etrafında mükemmel bir şekilde büyümesine izin verir.

Ø4.0	D	H	GH	REF NO.
	4.0	7	1	060/0000
	4.0	7	2	060/0001
	4.0	7	3	060/0002
	4.0	7	4	060/0003
	4.0	7	5	060/0004



Ø4.5	D	H	GH	REF NO.
	4.5	7	1	060/0005
	4.5	7	2	060/0006
	4.5	7	3	060/0007
	4.5	7	4	060/0008
	4.5	7	5	060/0009



Önerilen Torklama Değeri: Max.30Ncm

Bağlantı vidası ve fikstürü aynı ambalajda bulunmaktadır.

- Ø3.4 : Sarı
- Ø3.8 : Mavi
- Ø4.2 : Mor
- Ø4.8 : Yeşil



1.25 Machine
Hex Driver

H



1.25 Torque
Hex Driver

H

	1.25 Machine Hex Driver		1.25 Torque Hex Driver	
	H		H	
Ø3.4	24.16	30.50	7	19
Ø3.8	24.16	30.50	7	19
Ø4.2	24.16	30.50	7	19
Ø4.8	24.16	30.50	7	19
REF No.	180/0006	180/0005	180/0004	180/0002

Ø5.0

D	H	GH	REF NO.
5.0	7	1	060/0010
5.0	7	2	060/0011
5.0	7	3	060/0012
5.0	7	4	060/0013
5.0	7	5	060/0014



Ø5.5

D	H	GH	REF NO.
5.5	7	1	060/0015
5.5	7	2	060/0016
5.5	7	3	060/0017
5.5	7	4	060/0018
5.5	7	5	060/0019



Önerilen Torklama Değeri: Max.30Ncm

Bağlantı vidası ve fikstürü aynı ambalajda bulunmaktadır.

- Ø3.4 : Sarı
- Ø3.8 : Mavi
- Ø4.2 : Mor
- Ø4.8 : Yeşil

1.25 Machine
Hex Driver

H

1.25 Torque
Hex Driver

H

Ø3.4	24.16	30.50	7	19
Ø3.8	24.16	30.50	7	19
Ø4.2	24.16	30.50	7	19
Ø4.8	24.16	30.50	7	19
REF No.	180/0006	180/0005	180/0004	180/0002