

HEX**Anti-Rotasyonel:**

Tek implant veya çoklu implantlarda özel döküm protez restorasyonları için kullanılabilir.

Ø3.4 Ø3.8 Ø4.2 Ø4.8
Ref No. 020/0000

**NON-HEX: SİLİNDİRİK YAPI****Rotasyonel:**

Tek implant veya çoklu implantlarda özel döküm protez restorasyonları için kullanılabilir.

Ø3.4 Ø3.8 Ø4.2 Ø4.8
Ref No. 020/0001

**HEX****Anti-Rotasyonel:**

Tek implant veya çoklu implantlarda özel döküm protez restorasyonları için kullanılabilir.

Ø3.4 Ø3.8 Ø4.2 Ø4.8
Ref No. 020/0002

**NON-HEX: SİLİNDİRİK YAPI****Rotasyonel:**

Tek implant veya çoklu implantlarda özel döküm protez restorasyonları için kullanılabilir.

Ø3.4 Ø3.8 Ø4.2 Ø4.8
Ref No. 020/0003

**PEEK ABUTMENT**

Cerrahinin ilk aşamasında, herhangi bir şekilde osseointegrasyondan ödün vermeden diş eti oluşturmak için yerleştirilebilir. PEEK, neredeyse titanyum kadar dayanıklı, ancak daha pürüzsüz bir yüzeye sahip ve uzun süre dayanan son derece estetik geçici bir restorasyon sağlayarak kolayca cilalanabilir ve şekillendirilebilir biyouyumluluk dostu bir plastiktir.

Önerilen Torklama Değeri:
Max.30 Ncm

Ø3.4 Ø3.8 Ø4.2 Ø4.8
Ref No. 020/0004

**Cr-V ABUTMENT**

İki parça halinde bulunmaktadır. Üst parça pom plastiktir. Alt bağlantı bölümü Cr-V dir.

Ø3.4 Ø3.8 Ø4.2 Ø4.8
Ref No. 020/0009

