

Locator, overdenture-implant bağlantı sistemi, mandibula veya maksilladaki endosseöz implantlar tarafından tam veya kısmi takma dişlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



GH	REF NO.
1	230/0000
2	230/0001
3	230/0002
4	230/0003
5	230/0004

Önerilen Torklama Değeri: Max.30 Ncm



LOCATOR ANAHTARI
UZUN - Ref No. 230/0009
KISA - Ref No. 230/0008

**PLASTİK**

Ref No. 230/0013

ÇELİK

Ref No. 230/0015