

AÇIK KAŞIK

Ölçü Postu kullanım işlemi, dental implant pozisyonunun ağızda çoğaltılması, hastanın dental implantının kesin şekli, boyutu ve pozisyonunun bir kopyasını oluşturmaktan oluşur.

Özel vida tasarımı ve manuel kullanım sağlar.

Transfer vidasının üzerine 1.25mm anahtar yerleştirerek transfer vidasını sıkma özelliğiyle kullanılır.

Dar tasarım, bitişik dişler arasındaki sınırlı alanlarda izlenime izin verir.



TANIM	H	REF NO.
Açık Kaşık Ölçü Postu Uzun	19.45	150/0002
Uzun Vida	30.30	150/0003



TANIM	H	REF NO.
Açık Kaşık Ölçü Postu Kısa	14.00	150/0004
Kısa Vida	26.23	150/0005

KAPALI KAŞIK

Ölçü Postu kullanım işlemi, dental implant pozisyonunun ağızda çoğaltılması, hastanın dental implantının kesin şekli, boyutu ve pozisyonunun bir kopyasını oluşturmaktan oluşur.

Özel vida tasarımı ve manuel kullanım sağlar.

Transfer vidasının üzerine 1.25mm anahtar yerleştirerek transfer vidasını sıkma özelliğiyle kullanılır.

Dar tasarım, bitişik dişler arasındaki sınırlı alanlarda izlenime izin verir.



TANIM	H	REF NO.
Kapalı Kaşık Ölçü Postu	14.45	150/0000
Kapalı Kaşık Ölçü Postu Vidası	30.30	150/0001



TANIM	H	REF NO.
Kapalı Kaşık Ölçü Postu Plastiği	19.45	150/0006